

Institut für angewandte Hygiene

Mag. Dr. Miorini KG, staatlich akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle

A-8045 GRAZ, Ursprungweg 160

Tel. 0316/ 69 47 11, Fax: 0316/ 69 47 11-4, e-mail: office@angewandtehygiene.com

Mikrobiologische Prüfung von Waschverfahren in Wäschereimaschinen

Kurzanleitung

1 Material

Sie bekommen:

- 2 Säckchen mit je 1 Bioindikator (Simicon Tex) pro Programm, das geprüft werden soll
- 2 Abklatschproben (=Kontaktkulturen) pro Programm
- 1 Begleitschein (=Einsendezettel =Untersuchungsauftrag) pro Maschine

2 Durchführung

- Nummer der Säckchen am Begleitschein eintragen (Zuordnung zur Maschine und Programm)
- Die Säckchen in Wäschenetze geben und mit entsprechender Wäsche in die Maschine geben
- Waschprogramm starten
- Nach Beenden des Waschvorganges die Säckchen entnehmen und nass in einem Plastiksack ins Labor schicken

3 Abklatschproben

- Unmittelbar nach dem Waschgang zwei Abklatschproben von der frisch gewaschenen feuchten Wäsche (noch in der Trommel) nehmen
- Abklatschröhrchen am roten Deckel mit Nummer beschriften
- Am Begleitschein eintragen (siehe unten)

4 Ausfüllen des Begleitscheins

Die im folgenden Muster-Begleitschein **rot** ausgefüllten Felder bitte mit den entsprechenden Daten ausfüllen, stark umrandete Felder bitte nicht ausfüllen!

Institut für angewandte Hygiene

Mag. Dr. Miorini KG, staatlich akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle
A-8045 GRAZ, Ursprungweg 160

Ausfüllhilfe

Untersuchungsauftrag: Mikrobiologische Untersuchungen aus Wäschereimaschinen

nicht ausfüllen

Auftraggeber:

Name: <i>Firma Müller</i>
<i>Frau Maria Müller</i>
Anschrift: <i>Mühlenweg 13</i>
<i>0000 Mühlhausen</i>
Tel. Nr.: 0123 9876543

Prüfort: <i>Pflegeheim Muster</i>
<i>Musterstraße 28</i>
<i>2020 Musterdorf</i>

Labor Nr.:
Probe i.O. eingelangt: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>
eingegangen am:
angesetzt am:
erledigt am:

Geräte- und Betriebsangaben der geprüften Waschmaschine (WSM)

<input type="checkbox"/> Haushaltsmaschine	<input type="checkbox"/> Professional-Wäschereimaschine	<input type="checkbox"/> Waschstraße	
Hersteller	<i>Firma X</i>	hausinterne Bezeichnung	<i>Maschine 1</i>
Typ	<i>xy</i>	Nummer (Herst. od. Invent.)	<i>010101010</i>
Aufstellungsort	<i>Wäscherei</i>	Maximalbeladung.[kg]	<i>xy</i>
Verwendungszweck (Beladung): <input type="checkbox"/> Bewohnerwäsche <input type="checkbox"/> Dienstbekleidung <input type="checkbox"/> Sonderwäsche			
<input type="checkbox"/> Reinigungsutensilien <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____			

Nummer bzw. Name des geprüften Programms		<i>12345 / CTD</i>	
Pro WSM und Programm bitte je ein eigenes Einsendeformular ausfüllen!			
Temperatur	<input type="checkbox"/> 90 °C <input type="checkbox"/> 60 °C <input type="checkbox"/> 40 °C <input type="checkbox"/> _____ °C		
Desinfektionsverfahren	<input type="checkbox"/> thermisch <input type="checkbox"/> chemothermisch		
Desinfizierendes Waschmittel (Name)	<i>xyxyxyxyxyx</i>		
Dosierung DM: <input type="checkbox"/> autom.: _____ <input type="checkbox"/> manuell: _____			
Angabe in: <input type="checkbox"/> ml/L <input type="checkbox"/> ml/Waschgang <input type="checkbox"/> ml/kg Wäsche <u>bzw.</u> <input type="checkbox"/> g/L <input type="checkbox"/> g/Waschgang <input type="checkbox"/> g/kg Wäsche			

Angaben zu den verwendeten Bioindikatoren: Simicon Tex, Chargennummer: _____

Bioindikatoren (Waschlappennummer)		
Lab. Nr.	Nr.	Position
	<i>25</i>	<i>Waschtrommel</i>
	<i>26</i>	<i>Waschtrommel</i>

Kontaktkultur (Abklatsch)		
Lab. Nr.	Nr.	Beprobtes Wäschestück
	<i>1</i>	<i>Handtuch</i>
	<i>2</i>	<i>Geschirrtuch</i>

Proben abgenommen von:

Datum: <i>02.03.2023</i>	Name in Blockschrift: <i>MARIA MÜLLER</i>
Uhrzeit: <i>12:21</i>	

Unterschrift

Stark umrandete Felder bitte nicht ausfüllen !

Unterschrift